

DENOMINAZIONE PRODOTTO

DISPO GEL

CODICE PRODOTTO

SGnnDISPOGEL - con nn: misura

DESCRIZIONE PRODOTTO

Sacchetto di gelatina riutilizzabile adatto per uso freddo ed uso caldo.



SPECIFICHE TECNICHE E MATERIALI

Sacchetto di gelatina riutilizzabile composto da busta esterna in PE con tre termosaldature, in modo da garantire la resistenza alle alte e basse temperature e l'impermeabilità.

Grazie all'ottima qualità del materiale di rivestimento e del suo contenuto il sacchetto mantiene il caldo o il freddo per un periodo di tempo superiore ad una borsa del ghiaccio o dell'acqua calda. Il sacchetto raggiunge la temperatura della fonte di refrigerazione o di calore in cui è riposto.

Shelf life: 5 anni - Lotto indicato sul retro della busta

MISURE: Cm: 5,5x12 (questa misura può essere utilizzata solo per la modalità d'uso a freddo), 11x11, 14x18, 14x24, 11x26, 17x26. Tolleranza +/- 5%

CLASSIFICAZIONE

Dispositivo Medico Classe I.

Classificazione in base all'Allegato VIII regola 1 del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici (MDR)

FABBRICANTE

Dispotech srl Via Al Piano 29 23020 Gordona (SO)
Tel. 0343.36711 Fax 0343.36567 e-mail: info@dispotech.it

INDICAZIONI D'USO

FREDDO: Ematomi, distorsioni, traumi, ipertermie ed in tutti i casi in cui necessiti la crioterapia e l'uso del freddo.

CALDO: Lombaggini, torcicollo, reumatismi, ipotermie ed in tutti i casi in cui necessiti l'applicazione del caldo.

STOCCAGGIO

Conservare a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille.

PCS/BOX

LAYERS PALLET


CARTON SIZE

PALLET SIZE

CARTON LAYER

PALLET WEIGHT

CARTON PALLET



SIMBOLOGIA

Simbologia secondo la norma UNI CEI EN ISO 15223-1:2021



DATA REVISIONE

26/01/2022 - REV. 09

APPROVATO DA

DG

DISPOTECH srl

via Al Piano 29, 23020 Gordona (SO), Tel. +39 0343 36711, Fax +39 0343 36567 – info@dispotech.it, www.dispotech.com
Cap. Soc. € 1.500.000,00 i.v. - P. IVA 00672170149 - R.E.A. 47213 C.C.I.A.A. di SO - Uff Reg. Imp. SO 00672170149

